

COVID-19

GEMSYS

# MÉTIERS DU PRESSING BLANCHISSERIE

Nos **solutions** et **recommandations** pour  
poursuivre votre activité  
en toute sécurité

# VETEMENTS DE PROTECTION



MASQUES BARRIERE  
LAVABLE SPEC 76-001  
CATEGORIE 2- FINI0001 - sachet de 5



MASQUES CHIRURGICAUX 3 PLIS  
À USAGE UNIQUE TYPE 2  
BND00020 - Boîte de 50 u



LUNETTE DE PROTECTION  
00020531 - L' unité



VISIÈRE DE PROTECTION  
PL000010 - L' unité

- 1- Avant de mettre le masque, se laver les mains avec du savon ou une solution hydro-alcoolique.
- 2- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton. Enfin, vérifier qu'il soit correctement ajusté.
- 3- Ne pas toucher le masque pendant qu'on le porte.
- 4- Changer le masque si il est humide.
- 5- Retirer le masque par l'élastique sans toucher le devant.
- 6- Jeter le masque dans une poubelle fermée.
- 7- Se laver les mains.



Une fois vos équipements de protection à usage unique retirés, il est important de les jeter dans une poubelle fermée et de se laver les mains.

# LAVAGE DES MAINS

LAVAMANI AZUR 5 L  
00004051 - Bidon de 5L



GREEN CARE  
LAVAMANI-SENSATION  
00004062 - Bidon de 5L  
00004065 - 10x 500ml



Le lavage des mains est indispensable, se laver les mains avec un savon simple permet de retirer plus facilement les germes et salissures. Le lavage des mains avec un savon antimicrobien permet de désactiver les particules virales du coronavirus en 30 secondes. Les mains peuvent contaminer jusqu' à 7 surfaces et exposer ainsi davantage de personnes aux germes.



GEL HYDRO-ALCOOLIQUE  
00004416- Flacons de 100ml



GEL HYDRO-ALCOOLIQUE  
ALCOOLIQUE  
00004417- Flacons de 380ml



GEL HYDRO-ALCOOLIQUE  
00004415- Flacons de 480ml



GEL HYDRO-ALCOOLIQUE  
00020530- Bidon de 5L



DISTRIBUTEUR  
AUTOMATIQUE GEL 100ML  
00038013

Il est conseillé de se laver les mains toutes les deux heures mais lorsque vous n'avez pas accès à des points d'eau avec du savon, l'utilisation d'un gel hydroalcoolique est recommandé.

# DÉSINFECTION DES SURFACES



**TORK LAVETTE LONGUE DUREE**  
40 U W8  
BLEU/JAUNE/VERT/ROUGE

00006010/11/12/13/



**PRODENE SR 70**  
Flacon de 350ml  
00020550

Les lingettes sont parfaites pour désinfecter les points de contacts: poignées de portes, terminal de paiement, ordinateur comptoir... Mais également le volant, levier de vitesse de votre véhicule de livraison



**PHAGO' SPORE**  
00102359 - Bidon 5L  
00102357 - Bidon de 10L



**GREEN LINE DASR ECOCERT**  
5L00102359  
Bidon 5L 00102379



**APESIN MULTI Q & E 325 ML**  
00000139 - Flacon de 350ml  
00000137 - Pulvé Q&E

Retrouvez la gamme essuyage  
sur notre site internet:  
[www.gemsys.fr](http://www.gemsys.fr)



Nous vous conseillons de laver et désinfecter régulièrement  
votre comptoir ,table de travail, mobilier, sol, caisse.

# DÉSINFECTION DES SANITAIRES



**APESIN SAN**

00003239 - Bidon de 5L  
00003242 - 10 Flacons de 1L



**APESIN SAN FIZZ**

00001189 - 10 Flacons de 750ml



**PRANA GEL WC**

00001083 - 12 Flacons de 750ml



**APESIN SANOL Q & E 325 ML**

00000141 - Flacon de 350ml  
00000137 - Pulvé Q&E


**LISTE NON EXHAUSTIVE - POUVANT ETRE MODIFIEE EN  
FONCTION DU STOCK DISPONIBLE - ET DE VOS BESOINS**

[www.gemsys.fr](http://www.gemsys.fr)

GEMSYS OUEST  
ZA Les 4 Chemins  
85400 Sainte Gemme la Plaine  
02 51 56 34 50

GEMSYS EST  
50 Avenue des Bruyères  
69150 Décines Charpieu  
04 72 93 39 72

[gemsys@deslandes-prosys.fr](mailto:gemsys@deslandes-prosys.fr)



Demandez vos codes  
d'accès dans votre  
espace client

Livraison partout en France

# PROCEDE BACTERICIDE FONGICIDE VIRUCIDE



MEGA PUR

00084835 - 20 KG

00084830 - 4 KG



VIVA LANA

00084688 - 20 Kg



VIVA DUOX

00087091 - 20 Kg

## Lessive complète

Le procédé Mega Pur 60 a un effet **bactéricide, fongicide et virucide** dans le processus de lavage.

Il convient à la désinfection chimio-thermique du linge dans les secteurs alimentaires, industriels, sanitaires, domestiques et publics.

Le procédé répond aux exigences du §18 IfSG et DIN EN 14885/ chap. 4.3.2.8 (désinfection des textiles).

VIVA LANA / VIVA DUOX : solution désinfectante adaptable à tous les procédés aquanettoyage SEITZ

Solution de désinfection **bactéricide, fongicide et virucide** (désactivation du virus) certifiés par l' institut Robert-Koch (RKI) et l' association pour les méthode d' hygiène (VAH).

La désinfection est obtenue en bain de lavage à partir de 40°C.

**Viva Lana** est employé pour des vêtements extérieurs lavables, des vêtements de protection personnelle et d' autres textiles spécifiques.

**Viva Duox** est conçu pour le traitement des textiles blancs et colorés de coton et tissus mixtes.

**Viva Duox** est actif déjà à basses températures en tant qu' agent de blanchiment, et en même temps soignant les couleurs et les fibres.

La société Seitz certifie que la procédure, en combinant Viva Lana/Viva Duox a une action **bactéricide, fongicide et virucide (désactivation du virus)** lors du processus de nettoyage.

Cette procédure est adaptée pour la désinfection thermo-chimique pour la blanchisserie, l' industrie alimentaire, les autres industries, les ménages et les collectivités.

C' est particulièrement adapté pour l' entretien des textiles délicats notamment les vêtements de travail ou de protection individuelle. La procédure Viva Lana/Viva Duox a été approuvée et attestée par l' **institut Robert-Koch (RKI) et le Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)** – Association pour application des méthodes d' hygiène.

# LESSIVES DESINFECTANTES

**REFERENCE RKI -  
EFFICACE COVID-19**



**LESSIVE TREBON PLUS**  
KR000330 - Seau de 5kg  
KR000340 Sac de 20kg



**LESSIVE TREBON DESINFECT**  
KR000310 - sac de 15kg



**BLUE LINE  
DESINFECTANT LINGE**  
00101060 - bidon de 5L



**BLUE LINE  
DECONTAMINANT LINGE**  
00100408 - bidon de 5L

**REFERENCE RKI -  
EFFICACE COVID-19**



**ESDOGEN DESINFECT**  
00088166 - bidon de 30 kg



**BLUE LINE LESSIVE COMPLETE**  
00100510- Seau de 10 kg

# AGENT DESINFECTANT - AQUANETTOYAGE



**LANADOL ABAC**  
00084361 - bidon de 22kg

**LANADOL ABAC**  
**VIRUCIDIE D' APRÈS DIN EN 14476:2016 (5 MIN;  
30°C, DOSAGE 1ML (NOROVIRUS MURINES (MNV))**

**PRODUITS LESSIVIELS- DESINFECTANTS -**

(se référer aux fiches techniques et fiches de données de sécurité avant toute utilisation)

**- PRODUITS A USAGE PROFESSIONNEL -**

## PAPIER- HYGIÉNIQUE



PH SMARTONE MINI T9  
00010661 - 12 rouleaux de 620F



DISTRIBUTEUR MINI  
SMARTONE T9  
00010667 - Distributeur noir  
00010666 - Distributeur blanc



DISTRIBUTEUR DOUBLE  
SMARTONE MINI T9  
00010669 - Distributeur noir  
00010668 - Distributeur blanc

## ESSUIE-MAINS



EM TORK UNIVERSAL H1  
DOUX BLANC 280M  
00021245 - 6 rouleaux



EM TORK ADVANCED H1  
DOUX EMBOSSEMENT ECOLABEL  
150M 00021242 - 6 Rouleaux



DISTRIBUTEUR MANUEL H1  
00021229 - Distributeur noir  
00021238 - Distributeur blanc



### GEMSYS

ZA les quatre chemins 85400 Sainte Gemme la Plaine  
Tel: 02.51.56.34.50 Fax: 02.52.56.93.41  
Email: [gemsys@deslandes-prosys.fr](mailto:gemsys@deslandes-prosys.fr)

Spécialisée dans la distribution de produits lessiviels pour l' aquanettoyage et le nettoyage à sec, produits de détachage et matériels pour l' entretien des textiles.

[www.gemsys.fr](http://www.gemsys.fr)